

小鼠抗 Flag-Tag 单克隆抗体

- 中文名称： 小鼠抗 Flag-Tag 单克隆抗体
- 英文名称： Anti-Flag-Tag mouse monoclonal antibody
- 别名： FLAG Tag; DDDDK epitope tag; DYKDDDDK epitope tag
- 相关类别： 标签抗体
- 储存： 冷冻（-20℃）
- 宿主： Mouse
- 抗原： Flag tag
- 反应种属： Fusion proteins containing the Flag Tag
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： Mouse Monoclonal

技术规格

Background:	The DYKDDDDK peptide has been used extensively as a general epitope tag in expression vectors. Due to its small size, it is unlikely to affect the tagged protein's biochemical properties. This antibody recognizes the DYKDDDDK peptide fused to either the amino- or carboxy-terminus of targeted proteins.
Applications:	WB
Name of antibody:	Flag tag
Immunogen:	Synthetic peptide: DYKDDDDK conjugated to KLH
Full name:	FLAG Tag
Synonyms:	DDDDK epitope tag; DYKDDDDK epitope tag

WB Positive control:	Fusion proteins containing the Flag Tag
WB Recommended dilution:	1000-5000

