

## 兔抗 TSSK3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TSSK3 多克隆抗体

英文名称： Anti-TSSK3 rabbit polyclonal antibody

别名： TSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TSSK3

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a kinase expressed exclusively in the testis that is thought to play a role in either germ cell differentiation or mature sperm function.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	TSSK3
<b>Immunogen:</b>	Full length fusion protein
<b>Full name:</b>	testis specific serine kinase 3
<b>Synonyms:</b>	TSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D
<b>SwissProt:</b>	Q96PN8
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer; Human esophagus cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100



