

兔抗 RALY 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 RALY 多克隆抗体

英文名称： Anti-RALY rabbit polyclonal antibody

别名： P542; HNRPCL2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

抗原： RALY

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	This gene encodes a member of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) gene family. This protein may play a role in pre-mRNA splicing and in embryonic development. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Applications:	WB
Name of antibody:	RALY
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human RALY.
Full name:	RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein
Synonyms :	P542; HNRPCL2
SwissProt:	Q9UKM9
WB Predicted band size:	32 kDa

WB Positive control:	Jurkat cells and COLO205 lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

