

兔抗 RANBP6 多克隆抗体

中文名称：兔抗 RANBP6 多克隆抗体

英文名称： Anti-RANBP6 rabbit polyclonal antibody

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： RANBP6

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	May function in nuclear protein import as nuclear transport receptor.
Applications:	WB
Name of antibody:	RANBP6
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human RANBP6.
Full name:	RAN binding protein 6
Synonyms :	0
SwissProt:	O60518
WB Predicted band size:	125 kDa
WB Positive control:	K562 cells, COLO cells and COS-7 cells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

