

小鼠抗 mRFP 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 mRFP 单克隆抗体

英文名称： Anti-mRFP mouse monoclonal antibody

相关类别： 标签抗体

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Mouse

抗 原： mRFP

反应种属： mRFP

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	Red Fluorescent Protein (RFP) is a versatile biological marker for monitoring physiological processes, visualizing protein localization, and detecting transgenic expression in vivo. RFP can be excited by the 488 nm or 532 nm laser line and is optimally detected at 588 nm.
Applications:	WB
Name of antibody:	mRFP
Immunogen:	Purified mRFP protein expressed in HEK293 cell
Full name:	monomeric red fluorescent protein
WB Predicted band size:	27 kDa
WB Positive control:	HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY mRFP ne)



	cDNA for 48 hrs and lysed
WB Recommended dilution:	1000-5000