

小鼠抗 Timer 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 Timer 单克隆抗体

英文名称： Anti-Timer mouse monoclonal antibody

相关类别： 标签抗体

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Mouse

抗 原： Timer

反应种属： Timer

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	NULL
Applications:	WB, IHC
Name of antibody:	Timer
Immunogen:	Timer (switchable) tagged recombinant protein expressed in HEK293T cells
IHC positive control:	Frozen section Brain tissue
IHC Recommend dilution:	25-100
WB Positive control:	HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY Timer (le)
WB Recommended dilution:	500-2000