

兔抗 TUBA4A1A4B(Ab-272) 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TUBA4A/1A/4B(Ab-272) 多克隆抗体

英文名称： Anti-TUBA4A/1A/4B(Ab-272) rabbit polyclonal antibody

别名： TUBA1; H2-ALPHA/LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1/TUBA4

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： TUBA4A/1A/4B(Ab-272)

宿主： Rabbit

反应种属： Human Rat

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.
Applications:	WB
Name of antibody:	TUBA4A/1A/4B(Ab-272)
Immunogen:	Synthesized non-phosphopeptide derived from human TUBA1/3/4 around the phosphorylation site of tyrosine 272 (A-T-Y(p)-A-P).
Full name:	tubulin, alpha 4a/1a/
Synonyms :	TUBA1; H2-ALPHA/LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1/TUBA4

SwissProt:	P68366/Q71U36/Q9H853
WB Predicted band size:	50/50/28 kDa
WB Positive control:	Rat brain tissue lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

