

兔抗 TUBG1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TUBG1 多克隆抗体

英文名称： Anti-TUBG1 rabbit polyclonal antibody

别名： TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： TUBG1

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1
Applications:	WB, IHC
Name of antibody:	TUBG1
Immunogen:	Synthesized peptide derived from Internal of human tubulin γ .
Full name:	tubulin, gamma 1
Synonyms :	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1
SwissProt:	P23258
IHC positive control:	Human breast carcinoma tissue
IHC Recommend dilution:	50-100
WB Predicted band size:	51 kDa

WB Positive control:	Mouse brain tissue lysate
WB Recommended dilution:	500-3000



