

小鼠抗 TUBB 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 TUBB 单克隆抗体

英文名称： Anti-TUBB mouse monoclonal antibody

别名： Tubulin beta chain; TUBB5

相关类别： 内参抗体

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： TUBB

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.
Applications:	WB, IHC
Name of antibody:	TUBB
Immunogen:	Fusion protein of human TUBB
Full name:	Tubulin beta chain
Synonyms:	TUBB5
SwissProt:	P07437
IHC positive control:	Human thyroid cancer and Human liver cancer; Hum

	an cervical cancer
IHC Recommend dilution:	100-500
WB Predicted band size:	50 kDa
WB Positive control:	Mouse brain tissue, Rat brain tissue, Human cerebrum tissue, Human cerebella tissue lysates
WB Recommended dilution:	1000-5000



