

GNL3 抗原（重组蛋白）

中文名称： GNL3 抗原（重组蛋白）

英文名称： GNL3 Antigen (Recombinant Protein)

别名： guanine nucleotide binding protein-like 3; NS; E2IG3; NNP47; C77032

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 282-456 amino acids of human GNL3

技术规格

Full name:	guanine nucleotide binding protein-like 3
Synonyms:	NS; E2IG3; NNP47; C77032
Swissprot:	Q9BVP2
Gene Accession:	BC001024
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene may interact with p53 and may be involved in tumorigenesis. The encoded protein also appears to be important for stem cell proliferation. This protein is found in both the nucleus and nucleolus. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.