

兔抗 TWIST2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TWIST2 多克隆抗体

英文名称： Anti-TWIST2 rabbit polyclonal antibody

别名： FFDD3; DERMO1; SETLSS; bHLHa39

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TWIST2

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The protein encoded by this gene is a basic helix-loop-helix type transcription factor and shares similarity with Twist. This protein may inhibit osteoblast maturation and maintain cells in a preosteoblast phenotype during osteoblast development. This gene may be upregulated in certain cancers. Mutations in this gene cause focal facial dermal dysplasia 3, Setleis type. Two transcript variants encoding the same protein have been found.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	TWIST2
Immunogen:	Full length of human TWIST2

Full name:	twist family bHLH transcription factor 2
Synonyms :	FFDD3; DERMO1; SETLSS; bHLHa39
SwissProt:	Q8WVJ9
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

