

兔抗 RBP5 多克隆抗体

中文名称：兔抗 RBP5 多克隆抗体

英文名称： Anti-RBP5 rabbit polyclonal antibody

别名： CRBP3; CRBP3III; CRBP-III

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： RBP5

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Intracellular transport of retinol.
Applications:	IHC, IF
Name of antibody:	RBP5
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human CRBP III.
Full name:	retinol binding protein 5, cellular
Synonyms :	CRBP3; CRBP3III; CRBP-III
SwissProt:	P82980
IHC positive control:	Human lung carcinoma tissue
IHC Recommend dilution:	50-100
IF positive control:	LOVO cells

IF Recommend dilution:

100-500



