

## HEPG2.2.15 细胞

中文名称： HEPG2.2.15 细胞

英文名称： HEPG2.2.15 Cells

别 名： 人肝癌细胞

相关类别： 细胞系

储 存： 常温（18-25℃） 避光

### 概述

HEPG2.2.15 细胞来自 15 岁男性白人的组织。形态为上皮形，模式染色体数为 55，在免疫抑制小鼠中不致瘤。。

### 使用说明

37℃，5% CO<sub>2</sub>，无菌恒温培养。HEPG2.2.15 细胞增殖能力取决于培养技术、培养条件等综合因素。请按照正确的培养方法来复苏、传代、冻存，以此保证细胞具备良好的增殖能力，方便您的后继研究顺利进行。

**mlbio** 梅联生物  
Good elisakit producers