

HMGN5 抗原（重组蛋白）

中文名称： HMGN5 抗原（重组蛋白）

英文名称： HMGN5 Antigen (Recombinant Protein)

别名： high mobility group nucleosome binding domain 5; NSBP1; NBP-45

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to N terminal 130 amino acids of human HMGN5

技术规格

Full name:	high mobility group nucleosome binding domain 5
Synonyms:	NSBP1; NBP-45
Swissprot:	P82970
Gene Accession:	BC005342
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a nuclear protein with similarities to the high mobility group proteins, HMG14 and HMG17, which suggests that this protein may function as a nucleosomal binding and transcriptional activating protein.