

兔抗 NES 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NES 多克隆抗体

英文名称： Anti-NES rabbit polyclonal antibody

别名： Nbla00170

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： NES

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a member of the intermediate filament protein family and is expressed primarily in nerve cells.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	NES
Immunogen:	Synthetic peptide of human NES
Full name:	nestin
Synonyms:	Nbla00170
SwissProt:	P48681
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

