

兔抗 U69 多克隆抗体

中文名称：兔抗 U69 多克隆抗体

英文名称： Anti-U69 rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

抗 原： U69

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Phosphorylates the antiviral nucleoside analog ganciclovir By similarity.
Applications:	WB
Name of antibody:	U69
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human GCV K_HHV6Z.
Full name:	Phosphotransferase
Synonyms :	0
SwissProt:	P52446
WB Predicted band size:	64 kDa
WB Positive control:	NIH/3T3 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

