

兔抗 REG4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 REG4 多克隆抗体

英文名称： Anti-REG4 rabbit polyclonal antibody

别名： GISP; RELP; REG-IV

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： REG4

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Calcium-independent lectin displaying mannose-binding specificity and able to maintain carbohydrate recognition activity in an acidic environment. May be involved in inflammatory and metaplastic responses of the gastrointestinal epithelium.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	REG4
Immunogen:	Fusion protein of human REG4
Full name:	regenerating islet-derived family, member 4
Synonyms :	GISP; RELP; REG-IV
SwissProt:	Q9BYZ8

ELISA Recommended dilution:	1000-2000
IHC positive control:	Human esophagus cancer
IHC Recommend dilution:	10-50

