

HTATIP2 抗原（重组蛋白）

中文名称： HTATIP2 抗原（重组蛋白）

英文名称： HTATIP2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： HIV-1 Tat interactive protein 2, 30kDa; CC3; TIP30; SDR44U1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 34-276 amino acids of human HTATIP2

技术规格

Full name:	HIV-1 Tat interactive protein 2, 30kDa
Synonyms:	CC3; TIP30; SDR44U1
Swissprot:	Q9BUP3
Gene Accession:	BC002439
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	TIP30 (30 kDa HIV-1 TAT-interacting protein), also known as HTATIP 2 (HIV-1 TAT-interactive protein 2) or CC3, is a ubiquitously expressed protein that functions as an oxidoreductase. It acts as a tumor suppressor participating in metabolic suppression, inhibition of angiogenesis and induction of apoptosis.