

## IFNL3 抗原（重组蛋白）

中文名称： IFNL3 抗原（重组蛋白）

英文名称： IFNL3 Antigen (Recombinant Protein)

别名： interferon, lambda 3; IL28B; IL28C; IL-28B

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to C terminal 174 amino acids of human IFNL3

### 技术规格

<b>Full name:</b>	interferon, lambda 3
<b>Synonyms:</b>	IL28B; IL28C; IL-28B
<b>Swissprot:</b>	Q8IZI9
<b>Gene Accession:</b>	BC130314
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a cytokine distantly related to type I interferons and the IL-10 family. This gene, interleukin 28A (IL28A), and interleukin 29 (IL29) are three closely related cytokine genes that form a cytokine gene cluster on a chromosomal region mapped to 19q13. Expression of the cytokines encoded by the three genes can be induced by viral infection.