

IKBKE 抗原（重组蛋白）

中文名称： IKBKE 抗原（重组蛋白）

英文名称： IKBKE Antigen (Recombinant Protein)

别名： inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon; IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-i

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 250 amino acids of human IKBKE

技术规格

Full name:	inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon
Synonyms:	IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-i
Swissprot:	Q14164
Gene Accession:	BC107812
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	IKBKE is a noncanonical I-kappa-B (see MIM 164008) kinase (IKK) that is essential for regulating antiviral signaling pathways. IKBKE has also been identified as a breast cancer (MIM 114480) oncogene and is amplified and overexpressed in over 30% of breast carcinomas and breast cancer cell lines (Hutti et al., 2009 [PubMed])



d 19481526)).