

INPP1 抗原（重组蛋白）

中文名称： INPP1 抗原（重组蛋白）

英文名称： INPP1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： inositol polyphosphate-1-phosphatase

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 200-399 amino acids of human INPP1

技术规格

Full name:	inositol polyphosphate-1-phosphatase
Swissprot:	P49441
Gene Accession:	BC015496
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes the enzyme inositol polyphosphate-1-phosphatase, one of the enzymes involved in phosphatidylinositol signaling pathways. This enzyme removes the phosphate group at position 1 of the inositol ring from the polyphosphates inositol 1,4-bisphosphate and inositol 1,3,4-trisphosphate.