

兔抗 NIP7 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NIP7 多克隆抗体

英文名称： Anti-NIP7 rabbit polyclonal antibody

别名： NIP7, nucleolar pre-rRNA processing protein; KD93; CGI-37; HSPC031

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： NIP7

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Required for proper 34S pre-rRNA processing and 60S ribosome subunit assembly.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	NIP7
Immunogen:	Fusion protein of human NIP7
Full name:	NIP7, nucleolar pre-rRNA processing protein
Synonyms:	KD93; CGI-37; HSPC031
SwissProt:	Q9Y221
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human lung cancer and Human esophagus cancer
IHC Recommend dilution:	30-150

