

兔抗 NKX2-4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NKX2-4 多克隆抗体

英文名称： Anti-NKX2-4 rabbit polyclonal antibody

别名： NKX2D; NKX2.4

抗原： NKX2-4

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Probable transcription factor.
Applications:	WB
Name of antibody:	NKX2-4
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human NKX24.
Full name:	NK2 homeobox 4
Synonyms :	NKX2D; NKX2.4
SwissProt:	Q9H2Z4
WB Predicted band size:	36 kDa
WB Positive control:	Hela cells and COLO205 lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

