

兔抗 NME8 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NME8 多克隆抗体

英文名称： Anti-NME8 rabbit polyclonal antibody

别名： CILD6; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptrx-2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： NME8

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a protein with an N-terminal thioredoxin domain and three C-terminal nucleoside diphosphate kinase (NDK) domains, but the NDK domains are thought to be catalytically inactive. The sea urchin ortholog of this gene encodes a component of sperm outer dynein arms, and the protein is implicated in ciliary function. Mutations in this gene are implicated in primary ciliary dyskinesia type 6.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	NME8
Immunogen:	Fusion protein of human NME8
Full name:	NME/NM23 family member 8

Synonyms :	CILD6; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptx-2
SwissProt:	Q8N427
ELISA Recommended dilution:	2000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	30-150

