

## 兔抗 NMRK2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NMRK2 多克隆抗体

英文名称： Anti-NMRK2 rabbit polyclonal antibody

别名： nicotinamide riboside kinase 2; MIBP; NRK2; ITGB1BP3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： NMRK2

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

<b>Background:</b>	Catalyzes the phosphorylation of nicotinamide riboside (NR) and nicotinic acid riboside (NaR) to form nicotinamide mononucleotide (NMN) and nicotinic acid mononucleotide (NaMN). Reduces laminin matrix deposition and cell adhesion to laminin, but not to fibronectin. Involved in the regulation of PXN at the protein level and of PXN tyrosine phosphorylation. May play a role in the regulation of terminal myogenesis.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	NMRK2
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human NMRK2

<b>Full name:</b>	nicotinamide riboside kinase 2
<b>Synonyms:</b>	MIBP; NRK2; ITGB1BP3
<b>SwissProt:</b>	Q9NPI5
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human tonsil and Human liver cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	40-150



