

兔抗 REV3L 多克隆抗体

中文名称：兔抗 REV3L 多克隆抗体

英文名称： Anti-REV3L rabbit polyclonal antibody

别名： POLZ; REV3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： REV3L

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Interacts with MAD2L2 to form the error prone DNA polymerase zeta involved in translesion DNA synthesis.
Applications:	IHC
Name of antibody:	REV3L
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human DNA Polymerase ζ.
Full name:	REV3-like, polymerase (DNA directed), zeta, catalytic subunit
Synonyms :	POLZ; REV3
SwissProt:	O60673
IHC positive control:	Human brain tissue

IHC Recommend dilution:	50-100
-------------------------	--------

