

## ITLN2 抗原（重组蛋白）

中文名称： ITLN2 抗原（重组蛋白）

英文名称： ITLN2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： intelectin 2; HL2; HL-2

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

### 概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 125-324 amino acids of human ITLN2

### 技术规格

<b>Full name:</b>	intelectin 2
<b>Synonyms:</b>	HL2; HL-2
<b>Swissprot:</b>	Q8WWU7
<b>Gene Accession:</b>	BC117225
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	May play a role in the defense system against pathogens.Expressed only in the small intestine.