

**兔抗 RGAG1 多克隆抗体**

中文名称：兔抗 RGAG1 多克隆抗体

英文名称： Anti-RGAG1 rabbit polyclonal antibody

别名： MAR9; MART9

抗原： RGAG1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

**技术规格**

<b>Background:</b>	The function of this gene remains unknown.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	RGAG1
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from C-terminal of human RGAG1.
<b>Full name:</b>	retrotransposon gag domain containing 1
<b>Synonyms:</b>	MAR9; MART9
<b>SwissProt:</b>	Q8NET4
<b>WB Predicted band size:</b>	144 kDa
<b>WB Positive control:</b>	COLO cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

