

KDM8 抗原（重组蛋白）

中文名称： KDM8 抗原（重组蛋白）

英文名称： KDM8 Antigen (Recombinant Protein)

别名： lysine (K)-specific demethylase 8; JMJD5

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 145 amino acids of human KDM8

技术规格

Full name:	lysine (K)-specific demethylase 8
Synonyms:	JMJD5
Swissprot:	Q8N371
Gene Accession:	BC027911
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene likely encodes a histone lysine demethylase. Studies of a similar protein in mouse indicate a potential role for this protein as a tumor suppressor. Alternatively spliced transcript variants have been described.