

兔抗 NOX4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NOX4 多克隆抗体

英文名称： Anti-NOX4 rabbit polyclonal antibody

别名： KOX, KOX-1, RENOX

抗原： NOX4

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Fusion protein of human NOX4
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	NOX4
Immunogen:	Fusion protein of human NOX4
Full name:	NADPH oxidase 4
Synonyms:	KOX, KOX-1, RENOX
SwissProt:	Q9NPH5
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human gastric cancer;
IHC Recommend dilution:	25-100

