

兔抗 UBE2Z 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 UBE2Z 多克隆抗体

英文名称： Anti-UBE2Z rabbit polyclonal antibody

别名： USE1; HOYS7

抗原： UBE2Z

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes an enzyme which ubiquitinates proteins which participate in signaling pathways and apoptosis.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	UBE2Z
Immunogen:	Fusion protein of human UBE2Z
Full name:	ubiquitin-conjugating enzyme E2Z
Synonyms :	USE1; HOYS7
SwissProt:	Q9H832
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer and Human thyroid cancer

IHC Recommend dilution:

25-100

