

兔抗 RIMS3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 RIMS3 多克隆抗体

英文名称： Anti-RIMS3 rabbit polyclonal antibody

别名： regulating synaptic membrane exocytosis 3; NIM3; RIM3; RIM 3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： RIMS3

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Regulates synaptic membrane exocytosis.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	RIMS3
Immunogen:	Fusion protein of human RIMS3
Full name:	regulating synaptic membrane exocytosis 3
Synonyms:	NIM3; RIM3; RIM 3
SwissProt:	Q9UJD0
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-200

