

## LRIF1 抗原（重组蛋白）

中文名称： LRIF1 抗原（重组蛋白）

英文名称： LRIF1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1; RIF1; C1orf103

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

### 概述

---

### 技术规格

<b>Full name:</b>	ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1
<b>Synonyms:</b>	RIF1; C1orf103
<b>Swissprot:</b>	Q5T3J3
<b>Gene Accession:</b>	BC008115
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	Represses the ligand-induced transcriptional activity of retinoic acid receptor alpha (RARA). This repression may occur through direct recruitment of histone deacetylases.