

LRRC28 抗原（重组蛋白）

中文名称： LRRC28 抗原（重组蛋白）

英文名称： LRRC28 Antigen (Recombinant Protein)

别名： leucine rich repeat containing 28

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-93 amino acids of human LRRC28

技术规格

Full name:	leucine rich repeat containing 28
Swissprot:	Q86X40
Gene Accession:	BC019704
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli

Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The function of the LRRC28 protein is not known.