

LRRC45 抗原（重组蛋白）

中文名称： LRRC45 抗原（重组蛋白）

英文名称： LRRC45 Antigen (Recombinant Protein)

别名： leucine rich repeat containing 45

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 471-670 amino acids of human LRRC45

技术规格

Full name:	leucine rich repeat containing 45
Swissprot:	Q96CN5
Gene Accession:	BC014109
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Component of the proteinaceous fiber-like linker between two centrioles, required for centrosome cohesion.