

兔抗 UBN1 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 UBN1 多克隆抗体

英文名称： Anti-UBN1 rabbit polyclonal antibody

别名： VT; VT4

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： UBN1

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Acts as a novel regulator of senescence. Involved in the formation of senescence-associated heterochromatin foci (SAHF), which represses expression of proliferation-promoting genes. Binds to proliferation-promoting genes. May be required for replication-independent chromatin assembly.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	UBN1
Immunogen:	Synthetic peptide of human UBN1
Full name:	ubinnuclein 1

Synonyms:	VT; VT4
SwissProt:	Q9NPG3
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human ovarian cancer and human tonsil
IHC Recommend dilution:	50-300



