

## 兔抗 UCK1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 UCK1 多克隆抗体

英文名称： Anti-UCK1 rabbit polyclonal antibody

别名： uridine-cytidine kinase 1; URK1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： UCK1

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a uridine-cytidine kinase that catalyzes the phosphorylation of uridine and cytidine to uridine monophosphate (UMP) and cytidine monophosphate (CMP) but not the phosphorylation of deoxyribonucleosides or purine ribonucleosides. This enzyme can also phosphorylate uridine and cytidine analogs and uses both ATP and GTP as a phosphate donor. Alternative splicing results in multiple splice variants encoding distinct isoforms.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB
<b>Name of antibody:</b>	UCK1

<b>Immunogen:</b>	Full length fusion protein
<b>Full name:</b>	uridine-cytidine kinase 1
<b>Synonyms:</b>	URK1
<b>SwissProt:</b>	Q9HA47
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>WB Predicted band size:</b>	31 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Mouse brain tissue lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000

