

兔抗 NRIP2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NRIP2 多克隆抗体

英文名称： Anti-NRIP2 rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

抗 原： NRIP2

宿 主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Down-regulates transcriptional activation by nuclear receptors such as NR1F2 By similarity.
Applications:	IHC
Name of antibody:	NRIP2
Immunogen:	Synthesized peptide derived from N-terminal of human NRIP2.
Full name:	nuclear receptor interacting protein 2
Synonyms :	0
SwissProt:	Q9BQI9
IHC positive control:	Human brain tissue
IHC Recommend dilution:	50-100

