

MTCH2 抗原（重组蛋白）

中文名称： MTCH2 抗原（重组蛋白）

英文名称： MTCH2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： mitochondrial carrier 2; MIMP; HSPC032; SLC25A50

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 31-170 amino acids of human MTCH2

技术规格

Full name:	mitochondrial carrier 2
Synonyms:	MIMP; HSPC032; SLC25A50
Swissprot:	Q9Y6C9
Gene Accession:	BC000875
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Mitochondrial carrier homolog 2 also known as MTCH2 is a protein which in humans is encoded by the MTCH2 gene. MTCH2 (mitochondrial carrier homolog 2), is a 303 amino acid multi-pass mitochondrial membrane protein that contains two solcar repeats and functions to induce mitochondrial depolarization. The substrate transported is not yet known. Induces mitochondrial depolarization.