

MYBPHL 抗原（重组蛋白）

中文名称： MYBPHL 抗原（重组蛋白）

英文名称： MYBPHL Antigen (Recombinant Protein)

别名： myosin binding protein H-like

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 155-354 amino acids of human MYBPHL

技术规格

Full name:	myosin binding protein H-like
Swissprot:	A2RUH7
Gene Accession:	BC132902
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a protein with two immunoglobulin superfamily domains and a fibronectin 3 domain. Alternative splicing results in multiple transcript variants.