

兔抗 IL20RB 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 IL20RB 多克隆抗体

英文名称： Anti-IL20RB rabbit polyclonal antibody

别名： DIRS1; FNDC6; IL-20R2

抗原： IL20RB

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	IL20RB and IL20RA (MIM 605620) form a heterodimeric receptor for interleukin-20 (IL20; MIM 605619) (Blumberg et al. , 2001 [PubMed 11163236]).
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	IL20RB
Immunogen:	Synthetic peptide corresponding to a region derived from 279-294 amino acids of human IL20RB
Full name:	interleukin 20 receptor subunit beta
Synonyms:	DIRS1; FNDC6; IL-20R2
SwissProt:	Q6UXL0
ELISA Recommended dilutio	5000-10000

n:	
IHC Positive control:	Human prostate cancer;Human liver cancer
IHC Recommended dilution:	20-100



