

## 兔抗 NTMT1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NTMT1 多克隆抗体

英文名称： Anti-NTMT1 rabbit polyclonal antibody

别名： NRMT; NTM1A; AD-003; HOMT1A; C9orf32; METTL11A

相关类别： 一抗

抗原： NTMT1

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

<b>Background:</b>	The METTL11A gene encodes an N-terminal methyltransferase for the RAN (MIM 601179) guanine nucleotide exchange factor regulator of chromosome condensation 1 (RCC1; MIM 179710). METTL11A enzyme alpha-N-methylates other protein targets such as SET.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	NTMT1
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human NTMT1
<b>Full name:</b>	N-terminal Xaa-Pro-Lys N-methyltransferase 1
<b>Synonyms :</b>	NRMT; NTM1A; AD-003; HOMT1A; C9orf32; METTL11A
<b>SwissProt:</b>	Q9BV86
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	2000-5000

<b>IHC positive control:</b>	Human tonsil
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-200

