

## 兔抗 NTPCR 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NTPCR 多克隆抗体

英文名称： Anti-NTPCR rabbit polyclonal antibody

别名： C1orf57; HCR-NTPase

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： NTPCR

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Has nucleotide phosphatase activity towards ATP, GTP, CT P, TTP and UTP. Hydrolyzes nucleoside diphosphates with lower efficiency.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	NTPCR
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human NTPCR
<b>Full name:</b>	nucleoside-triphosphatase, cancer-related
<b>Synonyms:</b>	C1orf57; HCR-NTPase
<b>SwissProt:</b>	Q9BSD7
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer and human brain
<b>IHC Recommend dilution:</b>	20-100



