

兔抗 NTSR1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NTSR1 多克隆抗体

英文名称： Anti-NTSR1 rabbit polyclonal antibody

别名： NTR

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： NTSR1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Neurotensin receptor 1 belongs to the large superfamily of G-protein coupled receptors. NTSR1 mediates the multiple functions of neurotensin, such as hypotension, hyperglycemia, hypothermia, antinociception, and regulation of intestinal motility and secretion.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	NTSR1
Immunogen:	Synthetic peptide of human NTSR1
Full name:	neurotensin receptor 1 (high affinity)
Synonyms:	NTR
SwissProt:	P30989
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
WB Predicted band size:	46 kDa

WB Positive control:	Human cerebrum tissue lysate
WB Recommended dilution:	200-1000

