

NIH/3T3 细胞

中文名称： NIH/3T3 细胞

英文名称： NIH/3T3 Cells

别 名： 小鼠成纤维细胞

相关类别： 细胞系

储 存： 常温（18-25℃） 避光

概述

NIH/3T3 是从 NIH/Swiss 小鼠胚胎中建立的成纤维细胞株。该细胞易于转染，对肉瘤病毒转化灶形成和白血病病毒增殖十分敏感。

使用说明

37℃，5% CO₂，无菌恒温培养。NIH/3T3 细胞增殖能力取决于培养技术、培养条件等综合因素。请按照正确的培养方法来复苏、传代、冻存，以此保证细胞具备良好的增殖能力，方便您的后继研究顺利进行。