

NPM3 抗原（重组蛋白）

中文名称： NPM3 抗原（重组蛋白）

英文名称： NPM3 Antigen (Recombinant Protein)

别名： nucleophosmin/nucleoplasmin 3; PORMIN; TMEM123

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 11-145 amino acids of human NPM3

技术规格

Full name:	nucleophosmin/nucleoplasmin 3
Synonyms:	PORMIN; TMEM123
Swissprot:	O75607
Gene Accession:	BC054868
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is related to the nuclear chaperone phosphoproteins, nucleoplasmin and nucleophosmin. This protein is strongly expressed in diverse cell types where it localizes primarily to the nucleus. Based on its similarity to nucleoplasmin and nucleophosmin, this protein likely functions as a molecular chaperone in the cell nucleus.