

OLFM4 抗原（重组蛋白）

中文名称： OLFM4 抗原（重组蛋白）

英文名称： OLFM4 Antigen (Recombinant Protein)

别名： olfactomedin 4; GC1; OLM4; OlfD; GW112; hGC-1; hOLfD; UNQ362; bA209J19.1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 260 amino acids of human OLFM4

技术规格

Full name:	olfactomedin 4
Synonyms:	GC1; OLM4; OlfD; GW112; hGC-1; hOLfD; UNQ362; bA209J19.1
Swissprot:	Q6UX06
Gene Accession:	BC117329
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene was originally cloned from human myeloblasts and found to be selectively expressed in inflamed colonic epithelium. This gene encodes a member of the olfactomedin family. The encoded protein is an antiapoptotic factor that promotes tumor growth and is an extracellular matrix glycoprotein that facilitates cell adhesion.