

兔抗 USP28 多克隆抗体

中文名称：兔抗 USP28 多克隆抗体

英文名称： Anti-USP28 rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

抗 原： USP28

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The ubiquitin-dependent protein degradation pathway is essential for proteolysis of intracellular proteins and peptides. Enzymes that remove ubiquitin from ubiquitin-conjugated peptides, like USP28, affect the fate and degradation of intracellular proteins and are essential for maintenance of cell-free ubiquitin pools (Valero et al., 2001).
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	USP28
Immunogen:	Synthetic peptide of human USP28
Full name:	ubiquitin specific peptidase 28
SwissProt:	Q96RU2

ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human thyroid cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

