

## PC-3 细胞

中文名称： PC-3 细胞

英文名称： PC-3 Cells

别 名： 人前列腺癌细胞

相关类别： 细胞系

储 存： 常温（18-25℃） 避光

### 概述

PC-3 细胞来源于一名 62 岁 IV 级前列腺癌白人男性患者的骨髓转移灶。此细胞酸性磷酸酶 (acid phosphatase) 和 5- $\alpha$ -睾丸激素还原酶 (testosterone-5-alpha reductase) 活性表达低。

### 使用说明

37℃，5% CO<sub>2</sub>，无菌恒温培养。PC-3 细胞增殖能力取决于培养技术、培养条件等综合因素。请按照正确的培养方法来复苏、传代、冻存，以此保证细胞具备良好的增殖能力，方便您的后继研究顺利进行。