

兔抗 USP35 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 USP35 多克隆抗体

英文名称： Anti-USP35 rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

抗 原： USP35

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

反应种属： Human

标 记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	USP35 (ubiquitin specific peptidase 35) is a 1,017 amino acid protein that belongs to the peptidase C19 family. Expressed in pancreas, testis and skeletal muscle, USP35 functions to catalyze the conversion of a ubiquitin C-terminal thioester and water to free ubiquitin and a thiol, a reaction that may play a role in signaling events throughout the cell.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	USP35
Immunogen:	Fusion protein of human USP35
Full name:	ubiquitin specific peptidase 35
SwissProt:	Q9P2H5

ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human brain
IHC Recommend dilution:	40-200

